

# Férula de dedo

## Oval 8

### Descripción

- Es una solución simple y efectiva para enderezar y proteger sus dedos sin cintas o correas.
- Las bandas anchas y lisas con tres puntos de control ayudan a estabilizar y alinear las pequeñas articulaciones de los dedos afectados por artritis, lesiones u otras afecciones de salud.

### Ajuste al dedo

Tiene un ángulo que permite que cada férula se ajuste más o menos, según el extremo que coloque en el dedo.

El final con el signo + es más grande y quedará más suelto cuando se ponga el dedo primero.



**14 Tallas de:**

2 a 15

### Beneficios

- ✓ **Cómoda** de usar para uso agudo o a largo plazo.
- ✓ **Diseño** abierto de presión de 3 puntos permite que las férulas traten múltiples afecciones.
- ✓ **100%** libre de látex.
- ✓ **Ajuste** personalizado en segundos.



## Tratamientos:

- Las siguientes imágenes muestran la forma correcta de usar el Oval-8 para cada condición.
- Consejo:** Al usar la banda en la parte superior de la articulación, la férula puede quedar más apretada debido a grosor de la piel en la parte superior del nudillo. Es posible que deba elegir un tamaño más grande.



Dedo mazo

Para mantener los nudillos rectos, use la banda en la parte superior de los nudillos y el ovalado en el lado de la palma



Fracturas

Para evitar que su dedo se mueva, deslice la primera férula con la banda en la parte superior; Deslice un tamaño más grande sobre la primera férula con la banda en la parte inferior.



Activar pulgar

Para limitar la activación, use la banda en la parte superior del dedo o el nudillo final y el óvalo en la palma.



Dedo gatillo

Para limitar la activación, use la banda en el lado superior de su dedo o nudillo y el óvalo en el lado de la palma



Dedos torcidos

Para enderezar las articulaciones torcidas, use el óvalo en el costado de su dedo hacia el que se dobla.



Deformidad de cuello de cisne

Para prevenir su nudillo medio de doblar hacia atrás usar el óvalo en el parte superior de su dedo y la banda en el lado de la palma debajo del nudillo.



Dedo mazo

Para evitar que el nudillo central se doble, use la banda en la parte superior de su nudillo y el óvalo en el lado de la palma.



Avenida Eliodoro Yáñez 2761  
Providencia, Santiago

+562 24459340

serviciocliente@doctorchoice.cl

[www.doctorchoice.cl](http://www.doctorchoice.cl)

@doctorchoicechile

doctorschoice\_chile