

# Movilizador pasivo continuo rodilla

## Para pacientes en post operación

### Descripción

- Dispositivo eléctrico CPM rodilla para rehabilitación hospitalaria y/o domiciliaria. Recupera en menor tiempo y de manera segura tus pacientes post cirugía de cadera o rodilla con nuestros CPM.



Peso equipo: 12 kg



Estatura pacientes: 1.5m a 1.95m



Velocidad: 40° a 145° por minuto



Consumo de energía: 50 VA

### Especificaciones

Rango de movimiento:  
Desde -5° de hiperextensión  
hasta 115° de flexión

Dimensiones del dispositivo:  
94 cm de largo, 33 cm de ancho,  
33 cm de alto

Simple ajuste:  
de flexión, extensión y velocidad


Kit de soportes desinfectables

Interruptor de parada



## Uso y Beneficios:

- Rehabilitación post cirugías de rodilla y cadera, pacientes quemados y oncológicos.
- Aumenta el retorno venoso y linfático, evitando adherencias capsulares y ligamentosas.
- Mejora la amplitud del movimiento post - cirugía estimulando la secreción del líquido sinovial.
- Disminuye el dolor y tiempo post-operatorio, aumentando la calidad en la rehabilitación.



+562 24459340

serviciocliente@doctorchoice.cl

www.doctorchoice.cl