

# Movilizador pasivo continuo rodilla

## Para pacientes en post operación

### Descripción

- Favorece la movilización de la articulación afectada para evitar la formación de tejido cicatrizal y mantener y/o aumentar el rango de movimiento de dicha articulación.



Peso equipo: 12 kg



Estatura pacientes: 1.5m a 1.95m



Velocidad: 40° a 145° por minuto



Consumo de energía: 50 VA

### Especificaciones

Rango de movimiento:  
Desde -5° de hiperextensión  
hasta 115° de flexión

Dimensiones del dispositivo:  
94 cm de largo, 33 cm de ancho,  
33 cm de alto

Simple ajuste:  
de flexión, extensión y velocidad

Kit de soportes desinfectables

Interruptor de parada



### Mantenimiento preventivo

- Revisión carcasa.
- Revisión perilla.
- Revisión botón de encendido.
- Revisión partes móviles.
- Revisión cables eléctricos.
- Sanitización equipo.