



**DOCTOR'S
CHOICE**
Pasión por el movimiento

Ficha técnica



Rodillera CTI® PCL

Ligamento cruzado posterior

Descripción

- Diseñada para manejar específicamente la inestabilidad producida por la lesión del ligamento cruzado posterior y al mismo tiempo ofrece todos los beneficios que tiene el CTI con estabilidad y protección en deportes extremos.

MARCO DE CARBONO: Brinda resistencia, protección y una sensación de ligereza. Los puños flexibles se adaptan a la forma única de la pierna para una comodidad fácil de usar.



CORREA ANTERIOR: Evita el deslizamiento posterior de la tibia.

CONTROL DE ROM: Regula la flexión de la pierna con diferentes grados. Incluye goniómetro.

SOPORTE POSTERIOR TIBIAL

FORRO DE RENDIMIENTO:
Silicona Sensil® suave al tacto mejora la comodidad y el flujo de aire mientras mantiene la abrazadera firmemente en su posición.

PCL Strap Kit

Especificaciones

- El control de ROM permite el ajuste del rango de movimiento de flexión. El kit evita que la rodilla se doble más allá de un rango que usted establece y puede controlar.



Recomendado para

- proporciona estabilidad y protección para torceduras de ligamento cruzado posterior, protección para esguinces, desgarros e inestabilidades.

Talla	Medio lateral	Circunferencia	Estándar izquierdo	Estándar derecho
Small	8.9 - 10.2cm	28 - 34cm	B-238600112	B-238500112
Medium	10.2 - 11.4cm	34 - 38cm	B-238600113	B-238500113
Large	11.4 - 12.7cm	38 - 41cm	B-238600114	B-238500114
X-Large	12.7 - 14.0cm	41 - 44cm	B-238600115	B-238500115
XX-Large	14.0 - 15.2cm	44 - 48cm	B-238600116	B-238500116

- Medio-lateralmente al ancho de la junta en una posición estándar de soporte de peso.
- Circunferencia justo debajo del borde distal de la rótula.



+562 24459340

@doctorchoicechile

serviciocliente@doctorchoice.cl

www.doctorchoice.cl doctorschoice_chile