



DOCTOR'S  
CHOICE

*Pasión por el movimiento*

Ficha Técnica

MOTomed.  
un movimiento diferente

## MOTomed Letto 2

### Movilización precoz en unidades críticas.

### Características

- MOTomed Letto 2 es un movilizador pasivo, activo asistido y activo resistido, que tiene por objetivo movilizar o entrenar al paciente en posición de cúbito supino.
- Está disponible en versión para miembros inferiores y en conjunto con miembros superiores.

### Beneficios

- ✓ Mantiene o mejora el rango articular.
- ✓ Mejorar el retorno venoso y linfático.
- ✓ Fortalecimiento muscular, evitando la atrofia muscular.
- ✓ Mejora tolerancia al ejercicio.
- ✓ Trabajo independiente o guiado por el terapeuta.
- ✓ Ayuda a que el paciente sepa cuál es su fuerza remanente.
- ✓ Trabajo de entrenamiento de simetría de fuerza muscular.



**0 hasta 120**  
minutos de terapia  
preajustable


**Ajuste de altura**  
con pistón a gas

**0 a 60 rpm**  
Ajuste de velocidad  
(pasivo)

# Panel

**Botones grandes de fácil manejo:**  
Para una fácil operación.

**Botón Start/Stop:**  
Inicio y parada simples del MOTomed.



**Letra grande:**  
Pantalla fácilmente legible.

**Guía de color:**  
El siguiente paso de la operación lógica se indica en verde

**Ayuda de inserción:**  
Los pedales se pueden bloquear en la posición más conveniente.


## Movilidad precoz de las extremidades



**Ayuda de Inserción**  
Facilita la introducción y fijación de los pies en los pedales.



**Protección de Movimiento**  
Detiene el movimiento de giro entregando seguridad.



**Ejercicio de simetría**  
Puede tratar desequilibrios laterales.



**Análisis de Ejercicio**  
Indicación y documentación de los resultados.



Doctor's Choice  
Avenida Eliodoro Yáñez 2761,  
Providencia, Santiago  
+56 2 2445 9340  
serviciocliente@doctorchoice.cl  
www.doctorchoice.cl